

DUOLITH® et MASTERPULS® –
TP-TOOL® (selon Swart)



STORZ MEDICAL



TP-TOOL® – Localisation simple et rapide des points trigger

Comment localiser les points trigger avec le TP-TOOL® ?

Les points trigger (TP) et autres dysfonctionnements dans la structure myofasciale sont souvent la cause de douleurs et de mobilités fonctionnelles réduites dans le cas d'affections musculosquelettiques. Les points trigger sont notamment détectables par le durcissement musculaire et une tuméfaction locale. Par ailleurs, les zones cutanées concernées sont très sensibles comparées à leur environnement. Pour localiser des points trigger, le thérapeute roule sur les parties du corps à examiner avec le TP-TOOL®. En cas de durcissements musculaires, il sent une légère résistance et reçoit une réponse quant à la position, la quantité et la sensibilité des points trigger en profondeur et en surface. Le TP-TOOL® aide les mains du thérapeute et permet un examen simple et rapide du système myofascial pour une application précise de la thérapie suivante, comme par exemple avec des ondes de choc radiales et focalisées. « Le TP-TOOL® permet de localiser rapidement, précisément et sans douleur les points trigger », indique Dr Stephan Swart.



Détecter les points trigger



Repérer les points trigger



Traiter les points trigger par ondes de choc