

DUOLITH® y MASTERPULS® –
TP-TOOL® (según Swart)



STORZ MEDICAL



TP-TOOL® – Localización rápida y sencilla de puntos de gatillo

¿Cómo se pueden localizar los puntos de gatillo con la TP-TOOL®?

Los puntos de gatillo (TP) y otros problemas en el sistema miofascial a veces son la causa de dolores y limitaciones de movilidad funcionales en los pacientes con enfermedades musculoesqueléticas. Los puntos de gatillo se notan, sobre todo, por endurecimientos musculares e inflamaciones locales. Además, las zonas de la piel afectadas son muy sensibles en comparación con las áreas próximas. Para localizar puntos de gatillo, el terapeuta rueda la TP-TOOL® por las partes del cuerpo que deben examinarse. En el caso de endurecimientos musculares, nota una ligera solidez y consigue averiguar la localización, el número y la sensibilidad de los puntos de gatillo profundos y superficiales. La TP-TOOL® ofrece apoyo a las manos terapéuticas y permite un examen rápido y sencillo del sistema miofascial para una aplicación precisa de la terapia subsiguiente, como, por ejemplo, con ondas de choque focales y radiales. »Con la TP-TOOL® se pueden localizar los puntos de gatillo de forma rápida, precisa e indolora«, afirma el Dr. Stephan Swart.



1 Detectar los puntos de gatillo



2 Marcar los puntos de gatillo



3 Tratar los puntos de gatillo con ondas de choque